

Krav til **vandkvaliteten**

– vi hjælper dig med at overholde dem



Sovereign Classic

Plandent

Dentronic

Fiskers



Bakterier i vandet kan overføre smitte

Når vandet kommer ind i klinikken, opvarmes det til rumtemperatur. Den højere temperatur og det lave vandflow i unitten giver bakterierne i vandet bedre vækstbetingelser, og herved stiger kimtallet og risikoen for inficering af vandet med fx legionella. Både patienterne, dine medarbejdere og du kan blive smittet via stænk og aerosoler.

Derfor er det vigtigt, at klinikens vandkvalitet er i orden!


Vandanalyser mindst en gang årligt

Statens Serum Instituts nationale infektionshygiejniske retningslinjer danner nu grundlaget for hygiejnekravene på alle danske tandklinikker.

Disse værdier skal overholdes:

Kimtal pr. ml vand ved 37° C skal være <500 cfu.

Legionelle pneumophila pr. liter vand skal være <100 cfu.



Det er et krav, at du skal have foretaget en analyse af unittens vandkvalitet mindst én gang årligt.

Ikke alle må udtage vandprøver

Analysen skal foretages af et akkrediteret analyseinstitut, og prøveudtagningen og transporten af prøverne skal ligeledes foretages af akkrediterede personer. Det er vores teknikere.

Vi sørger for hele processen

Vi udtager prøver fra din klinik og sender dem videre til analyse hos vores akkrediterede samarbejdspartner, hvorefter du får besked om resultatet. Er der problemer med vandets kvalitet, aftaler vi sammen en handlingsplan.

Vores teknikere har gennemgået uddannelse hos de førende leverandører af vandbehandlingsanlæg og kan guide dig med udgangspunkt i din kliniks behov – både i forhold til hygiejne og afhjælpning af problemer med vandkvaliteten.

Spar penge – få udtaget prøver sammen med dit årlige serviceeftersyn

Vi har mulighed for at tage vandprøverne, samtidig med at vi foretager serviceeftersyn på din unit. Det gør, at du ikke behøver at lukke klinikken ned blot for at få taget vandprøverne. Du sparer altså penge, fordi vi kan klare det hele på én gang.

Vores teknikere er akkrediterede til vandprøveudtagning og transport af disse. Lad os hjælpe dig med din årlige vandanalyse – ring direkte til én af vores serviceafdelinger.

Kontakt vores serviceafdelinger og
bestil et tjek af din vandkvalitet:

Plandent 43 66 44 34

Fiskers 43 61 18 44

Dentronic 86 10 41 22

**Bestil en
vandkvalitets-
analyse**



Frank Petersen, Fiskers